

# MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT



5 giây, 0.5  $\mu$ L

Màn hình LCD

Đẩy que thử



**FC-G168**



LCD Backlight



Strip Ejection



Strip Guiding Light



**Bluetooth®**

## Tính năng

- Có đèn chỉ dẫn vị trí chèn que thử
- Màn hình lớn và có đèn nền
- Có thể cài đặt chế độ đo trước / sau bữa ăn (AC / PC)

## THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Loại Enzyme	GDH-FAD
Mẫu máu	0.5 $\mu$ L
Thời gian đo	5 giây
Phạm vi đo	20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L)
Dải Hematocrit	35% - 60%
Độ chính xác	SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) tại < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% tại 100 mg/dL (5.55 mmol/L)
Sự chính xác	$\pm$ 15mg/dL nếu < 100 mg/dL; $\pm$ 15% nếu $\geq$ 100 mg/dL
Cảnh báo Ketone	có
Kết nối	Bluetooth
Nguồn Pin	AAA x 2
Bộ nhớ	1000
Trung bình	7, 14, 21, 28, 60, 90 Ngày
Báo thức hàng ngày	4
Kích thước	96 (L) x 61 (W) x 26 (H)mm
Trọng lượng	67.2 g (Không bao gồm PIN)
Điều kiện hoạt động	10°C (50°F) ~ 40°C (104°F), Độ ẩm 85% R.H.
Điều kiện	-20° C (-4°F) ~ +60°C (140°F) (đối với Máy)
Bảo quản/Lưu trữ	2°C (35.6°F) ~ 32°C (89.6°F) (đối với que thử)